



ПОЛИТЭН ЛАБ

СВ-150.64.90.2 Стол весовой высокий



За счет полированного гранита, расположенного на демпферной подложке, и цельносварного каркаса весовой противовибрационный стол обеспечивает необходимые условия при работе с весами повышенной точности.

Для расположения вспомогательного оборудования возможна поставка в комплекте с внешним столом.

Доступны различные материалы рабочих поверхностей внешнего стола.

5 лет честных гарантийных обязательств.

Описание

- Конструкция состоит из трех столов: внешнего и двух внутренних.
- Каркас изготовлен из прямоугольного стального профиля 50×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм на П-образных ножках для внутренних столов и на С-образных ножках для внешнего.
- Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- Каждый внутренний стол имеет цельносварную конструкцию и оснащен противовибрационным демпфером.
- Столешница каждого внутреннего стола съемная из натурального монолитного полированного гранита толщиной 60 мм. Поверхность плиты полированная с обработанными фасками по радиусу 3 мм.

Технические характеристики

Габаритные размеры внутренних столов Д×Г×В, мм	600×400×900
Габаритные размеры внешнего стола Д×Г×В, мм	1500×640×900
Допустимая распределенная нагрузка на столешницу, кг	300

Возможные варианты изготовления

Модель	Материал столешницы внешнего стола
СВ-150.64.90.2.КРГ	Керамогранит
СВ-150.64.90.2.КРМ	Монолитная керамика
СВ-150.64.90.2.ПЛС	Декоративный пластик
СВ-150.64.90.2.ПЛС-ЛАБ	Лабораторный пластик
СВ-150.64.90.2.ЛДСП	ЛДСП
СВ-150.64.90.2.НРЖ	Нержавеющая сталь
СВ-150.64.90.2.ПЛП	Полипропилен
СВ-150.64.90.2.ФРД	Лабораторная керамика Fridurit
СВ-150.64.90.2.ДРК	Композитный материал Durcon

ООО «Политэн»

www.politenlab.ru | mebel@politenlab.ru | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08