



ПОЛИТЭН ЛАБ

СЛ-150.64.90

Стол лабораторный высокий



Стол является базовым элементом каждой лаборатории: его используют для размещения оборудования, письменной работы, проведения исследований, а иногда и для хранения посуды и комплектующих.

Мы предоставляем богатый выбор материалов рабочей поверхности.

Стол может комплектоваться надстройками, навесными тумбами и прочими аксессуарами. Доступны разные варианты высоты стола: для работы сидя или стоя.

5 лет честных гарантийных обязательств.

Описание

- Каркас изготовлен из прямоугольного стального профиля 50×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм и имеет специальные резьбовые отверстия для возможности установки подвесных тумб в различных вариантах.
- Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- Для моделей со столешницами из керамогранита, монолитной керамики и нержавеющей стали предусмотрен противопроточный бортик, изготовленный из зеркальной нержавеющей стали высотой 6 мм. Он располагается по всему периметру столешницы, препятствуя растеканию агрессивных жидкостей за пределы рабочей зоны и скатыванию посуды.

Технические характеристики

Габаритные размеры Д×Г×В, мм	1500×640×900
Допустимая распределенная нагрузка на столешницу, кг	300

Возможные варианты изготовления

Модель	Материал столешницы
СЛ-150.64.90.КРГ	Керамогранит
СЛ-150.64.90.КРМ	Монолитная керамика
СЛ-150.64.90.ПЛС	Декоративный пластик
СЛ-150.64.90.ПЛС-ЛАБ	Лабораторный пластик
СЛ-150.64.90.ЛДСП	ЛДСП
СЛ-150.64.90.НРЖ	Нержавеющая сталь
СЛ-150.64.90.ПЛП	Полипропилен
СЛ-150.64.90.ФРД	Лабораторная керамика Fridurit
СЛ-150.64.90.ДРК	Композитный материал Durcon

ООО «Политэн»

www.politenlab.ru | mebel@politenlab.ru | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08