



ПОЛИТЭН ЛАБ

СО-150.128.90

Стол лабораторный островной высокий



Островной стол позволяет организовать рабочее пространство наиболее оптимальным образом, обеспечив двусторонний доступ к рабочей поверхности стола.

В зависимости от работ, проводимых на островных столах, доступны различные материалы рабочих поверхностей.

Каждый стол оборудован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола.

5 лет честных гарантийных обязательств.

Описание

- Каркас изготовлен из прямоугольного стального профиля 50×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм и имеет специальные резьбовые отверстия для возможности установки подвесных тумб в различных вариантах.
- Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- Для моделей со столешницами из керамогранита, монолитной керамики и нержавеющей стали предусмотрен противопроточный бортик, изготовленный из зеркальной нержавеющей стали высотой 6 мм. Он располагается по всему периметру столешницы, препятствуя растеканию агрессивных жидкостей за пределы рабочей зоны и скатыванию посуды.

Технические характеристики

Габаритные размеры Д×Г×В, мм	1500×1280×900
Допустимая распределенная нагрузка на столешницу, кг	300

Возможные варианты изготовления

Модель	Материал столешницы
СО-150.128.90.КРГ	Керамогранит
СО-150.128.90.КРМ	Монолитная керамика
СО-150.128.90.ПЛС	Декоративный пластик
СО-150.128.90.ПЛС-ЛАБ	Лабораторный пластик
СО-150.128.90.ЛДСП	ЛДСП
СО-150.128.90.НРЖ	Нержавеющая сталь
СО-150.128.90.ПЛП	Полипропилен
СО-150.128.90.ФРД	Лабораторная керамика Fridurit
СО-150.128.90.ДРК	Композитный материал Durcon

ООО «Политэн»

www.politenlab.ru | mebel@politenlab.ru | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08