



ПОЛИТЭН ЛАБ

СП-150.80.76

## Стол лабораторный подкатной низкий



Подкатной стол является удачным решением для организации рабочих пространств, где лаборанты сталкиваются с постоянным перемещением или обслуживанием оборудования. Надежные колеса позволяют перемещать нагруженный стол, а тормоза на передних колесах обеспечивают твердую фиксацию.

В зависимости от работ, проводимых на подкатных столах, доступны различные материалы рабочей поверхности.

Доступны разные варианты высоты стола: для работы сидя или стоя.

5 лет честных гарантийных обязательств.

### Описание

- Каркас изготовлен из прямоугольного стального профиля 50×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм и имеет специальные резьбовые отверстия для возможности установки подвесных тумб в различных вариантах.
- Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- Для моделей со столешницами из керамогранита, монолитной керамики и нержавеющей стали предусмотрен противопроточный бортик, изготовленный из зеркальной нержавеющей стали высотой 6 мм. Он располагается по всему периметру столешницы, препятствуя растеканию агрессивных жидкостей за пределы рабочей зоны и скатыванию посуды.
- Колеса диаметром 75 мм изготавливаются из полипропилена с двумя боковыми пыльниками, защищающими осевой механизм от повреждения посторонними веществами и пылью. Термоэластичный контактный слой не оставляет следы на поверхности пола. Передняя пара колес оснащена тормозом.

### Технические характеристики

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм                         | 1500×800×760 |
| Допустимая распределенная нагрузка на столешницу, кг | 300          |

### Возможные варианты изготовления

| Модель               | Материал столешницы            |
|----------------------|--------------------------------|
| СП-150.80.76.КРГ     | Керамогранит                   |
| СП-150.80.76.КРМ     | Монолитная керамика            |
| СП-150.80.76.ПЛС     | Декоративный пластик           |
| СП-150.80.76.ПЛС-ЛАБ | Лабораторный пластик           |
| СП-150.80.76.ЛДСП    | ЛДСП                           |
| СП-150.80.76.НРЖ     | Нержавеющая сталь              |
| СП-150.80.76.ПЛП     | Полипропилен                   |
| СП-150.80.76.ФРД     | Лабораторная керамика Fridurit |
| СП-150.80.76.ДРК     | Композитный материал Durcon    |

ООО «Политэн»

[www.politenlab.ru](http://www.politenlab.ru) | [mebel@politenlab.ru](mailto:mebel@politenlab.ru) | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08