



ПОЛИТЭН ЛАБ

СЛТд-164.80.90

Стол лабораторный торцевой дверочный



Торцевой стол является замыкающим элементом при организации островной рабочей зоны.

В зависимости от работ, проводимых на торцевых столах, доступны различные материалы рабочих поверхностей.

Возможно изготовление как с дверочной, так и с ящичной тумбой.

5 лет честных гарантийных обязательств.

Описание

- Цельносварной каркас изготовлен из прямоугольного стального профиля 50×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм.
- Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- Для моделей со столешницами из керамогранита, монолитной керамики и нержавеющей стали предусмотрен противопроливочный бортик, изготовленный из зеркальной нержавеющей стали высотой 6 мм. Он располагается по всему периметру столешницы, препятствуя растеканию агрессивных жидкостей за пределы рабочей зоны и скатыванию посуды.
- Возможно исполнение в виде стола-мойки с раковинами и гидрооборудованием.

Технические характеристики

Габаритные размеры Д×Г×В, мм	1640×800×900
Допустимая распределенная нагрузка на столешницу, кг	300

Возможные варианты изготовления

Модель	Материал столешницы
СЛТд-164.80.90.КРГ	Керамогранит
СЛТд-164.80.90.КРМ	Монолитная керамика
СЛТд-164.80.90.ПЛС	Декоративный пластик
СЛТд-164.80.90.ПЛС-ЛАБ	Лабораторный пластик
СЛТд-164.80.90.ЛДСП	ЛДСП
СЛТд-164.80.90.НРЖ	Нержавеющая сталь
СЛТд-164.80.90.ПЛП	Полипропилен
СЛТд-164.80.90.ФРД	Лабораторная керамика Fridurit
СЛТд-164.80.90.ДРК	Композитный материал Durcon

ООО «Политэн»

www.politenlab.ru | mebel@politenlab.ru | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08