



ПОЛИТЭН ЛАБ

# СЛТя-128.80.90

## Стол лабораторный торцевой ящичный



Торцевой стол является замыкающим элементом при организации островной рабочей зоны.

В зависимости от работ, проводимых на торцевых столах, доступны различные материалы рабочих поверхностей.

Возможно изготовление как с дверочной, так и с ящичной тумбой.

5 лет честных гарантийных обязательств.

### Описание

- Цельносварной каркас изготовлен из прямоугольного стального профиля 50×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм.
- Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- Для моделей со столешницами из керамогранита, монолитной керамики и нержавеющей стали предусмотрен противопроливочный бортик, изготовленный из зеркальной нержавеющей стали высотой 6 мм. Он располагается по всему периметру столешницы, препятствуя растеканию агрессивных жидкостей за пределы рабочей зоны и скатыванию посуды.
- Возможно исполнение в виде стола-мойки с раковинами и гидрооборудованием.

### Технические характеристики

Габаритные размеры Д×Г×В, мм	1280×800×900
Допустимая распределенная нагрузка на столешницу, кг	300

### Возможные варианты изготовления

Модель	Материал столешницы
СЛТя-128.80.90.КРГ	Керамогранит
СЛТя-128.80.90.КРМ	Монолитная керамика
СЛТя-128.80.90.ПЛС	Декоративный пластик
СЛТя-128.80.90.ПЛС-ЛАБ	Лабораторный пластик
СЛТя-128.80.90.ЛДСП	ЛДСП
СЛТя-128.80.90.НРЖ	Нержавеющая сталь
СЛТя-128.80.90.ПЛП	Полипропилен
СЛТя-128.80.90.ФРД	Лабораторная керамика Fridurit
СЛТя-128.80.90.ДРК	Композитный материал Durcon

ООО «Политэн»

www.politenlab.ru | mebel@politenlab.ru | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08