



ПОЛИТЭН ЛАБ

СУ-106.106.76 Стол угловой низкий



Угловой стол поможет замкнуть линейку из лабораторных столов, которые располагаются вдоль примыкающих стен. Возможно исполнение с комплектом боковых панелей и дверкой при необходимости скрыть содержимое под столом или визуально изменить конструкцию опоры.

Для выбора доступны различные материалы рабочих поверхностей.

Широкий выбор аксессуаров поможет обеспечить необходимый функционал.

5 лет честных гарантийных обязательств.

Описание

- Каркас изготовлен из прямоугольного стального профиля 50×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Каркас стола имеет цельносварную конструкцию.
- Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- Для моделей со столешницами из керамогранита, монолитной керамики и нержавеющей стали предусмотрен противопроливочный бортик, изготовленный из зеркальной нержавеющей стали высотой 6 мм. Он располагается по всему периметру столешницы, препятствуя растеканию агрессивных жидкостей за пределы рабочей зоны и скатыванию посуды.
- Угловые поверхности каркаса стола закрыты панелями из стали толщиной 1 мм. Панели крепятся к каркасу вытяжными заклепками.
- На боковых поверхностях закреплены съемные панели из стали толщиной 1 мм. Панели закреплены к каркасу винтами М4.

Технические характеристики

Габаритные размеры Д×Г×В, мм	1060×1060/800×760
Допустимая распределенная нагрузка на столешницу, кг	300

Возможные варианты изготовления

Модель	Материал столешницы
СУ-106.106.76.КРГ	Керамогранит
СУ-106.106.76.КРМ	Монолитная керамика
СУ-106.106.76.ПЛС	Декоративный пластик
СУ-106.106.76.ПЛС-ЛАБ	Лабораторный пластик
СУ-106.106.76.ЛДСП	ЛДСП
СУ-106.106.76.НРЖ	Нержавеющая сталь
СУ-106.106.76.ПЛП	Полипропилен
СУ-106.106.76.ФРД	Лабораторная керамика Fridurit
СУ-106.106.76.ДРК	Композитный материал Durcon

ООО «Политэн»

www.politenlab.ru | mebel@politenlab.ru | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08