



ПОЛИТЭН ЛАБ

СМ-150.64.90

Стол-мойка



Слив химикатов, поддержание лабораторной посуды в чистоте, мытье рук, отвод отработанной воды, слив химикатов — эти и многие другие задачи ежедневно необходимо решать работнику лаборатории. С помощью широкого спектра аксессуаров стол-мойка легко адаптируется именно под ваши потребности.

Доступны для выбора различные материалы рабочих поверхностей.

5 лет честных гарантийных обязательств.

Описание

- Каркас изготовлен из прямоугольного стального профиля 50×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм.
- Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- Каркас тумбы выполнен из профильной стальной трубы 20×20×1,2 мм. Корпус тумбы изготовлен из листового металла толщиной 1 мм. Дверки и полки выполнены из ЛДСП с кромкой ПВХ. На каждой дверке тумбы вертикально установлена одна металлическая ручка. Возможно изготовление полок из металла и дверок с внешними петлями полностью из металла для лабораторий с повышенной влажностью и наличием агрессивной химии.
- Для сушки посуды возможна установка надстройки с колбодержателями.
- Возможны комплектации с раковинами из нержавеющей стали, полипропилена и керамики.
- Доступна установка различных видов смесителей: химстойкий изогнутый, с R-изливом, гибким изливом, выдвижной лейкой. Для лабораторий с высокими требованиями безопасности возможно оснащение душем для глаз.

Технические характеристики

Габаритные размеры Д×Г×В, мм	1500×640×900
Допустимая распределенная нагрузка на столешницу, кг	300

Возможные варианты изготовления

Модель	Материал столешницы
СМ-150.64.90.КРГ	Керамогранит
СМ-150.64.90.КРМ	Монолитная керамика
СМ-150.64.90.ПЛС	Декоративный пластик
СМ-150.64.90.ПЛС-ЛАБ	Лабораторный пластик
СМ-150.64.90.ЛДСП	ЛДСП
СМ-150.64.90.НРЖ	Нержавеющая сталь
СМ-150.64.90.ПЛП	Полипропилен
СМ-150.64.90.ФРД	Лабораторная керамика Fridurit
СМ-150.64.90.ДРК	Композитный материал Durcon

ООО «Политэн»

www.politenlab.ru | mebel@politenlab.ru | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08