



ПОЛИТЭН ЛАБ

# ШВДГн-311-ТМ

## Тележка малая складская для баллонов



Малая складская тележка предназначена для хранения девяти баллонов в горизонтальном положении на ложементах, изготовленных из полипропилена.

Типоразмеры размещаемых баллонов:

- 4 л, диаметр 140 мм;
- 5 л, диаметр 140 мм;
- 6 л, диаметр 140 мм.

5 лет честных гарантийных обязательств.

### Описание

- Цельносварной каркас изготовлен из прямоугольного стального профиля 25×25 мм с толщиной стенки 1,2 мм.
- Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- Поворотные колеса диаметром 75 мм, одна пара колес оснащена тормозом для фиксации тележки.
- Столешница изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1 мм.

### Технические характеристики

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм          | 620×660×762 |
| Грузоподъемность на каждое колесо, кг | 40          |
| Масса, кг                             | 38          |

ООО «Политэн»

[www.politenlab.ru](http://www.politenlab.ru) | [mebel@politenlab.ru](mailto:mebel@politenlab.ru) | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08