




ПОЛИТЭН ЛАБ

ТНД-ЛДСП.53.59.55

Тумба ЛДСП навесная дверочная



Навесная ящичная тумба из ЛДСП подходит для хранения документов и вспомогательных приспособлений.

Тумба закрепляется к каркасу лабораторного стола, имеет дверку и полку.

Возможна установка как механического, так и электронного замка.

5 лет честных гарантийных обязательств.

Описание

- Материал тумбы - ЛДСП с кромкой ПВХ.
- Дверка и полка выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм, с кромкой ПВХ толщиной 2 мм.
- Конструкцией предусмотрены четыре стальных кронштейна для закрепления тумбы к металлическому каркасу стола.
- Стальные кронштейны покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.

Технические характеристики

Габаритные размеры Д×Г×В, мм

530×590×557

ООО «Политэн»

www.politenlab.ru | mebel@politenlab.ru | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08