



ПОЛИТЭН ЛАБ

ШВ-150-ТЛ

Тумба ЛДСП навесная для вытяжных шкафов



Навесная тумба из ЛДСП для вытяжных шкафов предназначена для хранения вспомогательных приспособлений, посуды, материалов, которые используются непосредственно в работе.

5 лет честных гарантийных обязательств.

Описание

- Материал тумбы - ЛДСП с кромкой ПВХ.
- Дверки и полки выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм, с кромкой ПВХ толщиной 2 мм.
- Конструкцией предусмотрены стальные кронштейны для закрепления тумбы к металлическому каркасу шкафа. Стальные кронштейны покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.

Технические характеристики

Габаритные размеры Д×Г×В, мм	1265×590×720
Внутренние размеры левого и правого отсека тумбы Д×Г×В, мм	430×550×700
Внутренние размеры центрального отсека тумбы Д×Г×В, мм	345×550×700

ООО «Политэн»

www.politenlab.ru | mebel@politenlab.ru | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08