



ПОЛИТЭН ЛАБ

## ШВ-180-ТЛ

### Тумба ЛДСП навесная для вытяжных шкафов



Навесная тумба из ЛДСП для вытяжных шкафов предназначена для хранения вспомогательных приспособлений, посуды, материалов, которые используются непосредственно в работе.

5 лет честных гарантийных обязательств.

#### Описание

- Материал тумбы - ЛДСП с кромкой ПВХ.
- Дверки и полки выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм, с кромкой ПВХ толщиной 2 мм.
- Конструкцией предусмотрены стальные кронштейны для закрепления тумбы к металлическому каркасу шкафа. Стальные кронштейны покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.

#### Технические характеристики

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм                      | 1565×590×720 |
| Внутренние размеры каждого отсека тумбы Д×Г×В, мм | 500×550×700  |

ООО «Политэн»

[www.politenlab.ru](http://www.politenlab.ru) | [mebel@politenlab.ru](mailto:mebel@politenlab.ru) | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08