



ПОЛИТЭН ЛАБ

**ТНЯ-37.55.72.4**

## Тумба навесная с четырьмя ящиками



Металлическая навесная ящичная тумба подходит для хранения документов и вспомогательных приспособлений. Количество ящиков может варьироваться от одного до четырех штук.

Закрепляется к каркасу лабораторного стола или вытяжного шкафа.

Возможно изготовление комбинированных тумб, сочетающих в себе выдвижные ящики и дверки.

Тумба может быть выполнена из ЛДСП.

5 лет честных гарантийных обязательств.

### Описание

- Каркас изготовлен из квадратного стального профиля 20×20 мм с толщиной стенки 1,2 мм.
- Корпус тумбы и ящики изготовлены из стали толщиной 1 мм.
- Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- Четыре выдвижных ящика, оснащенные телескопическими направляющими полного выдвижения. Направляющие крепятся к панелям с помощью вытяжных заклепок.
- Фасады ящиков съемные.

### Технические характеристики

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 370×550×720 |
| Количество ящиков, шт.       | 4           |

ООО «Политэн»

[www.politenlab.ru](http://www.politenlab.ru) | [mebel@politenlab.ru](mailto:mebel@politenlab.ru) | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08