



ПОЛИТЭН ЛАБ

ТНЯ-53.55.72.4

Тумба навесная с четырьмя ящиками



Металлическая навесная ящичная тумба подходит для хранения документов и вспомогательных приспособлений. Количество ящиков может варьироваться от одного до четырех штук.

Закрепляется к каркасу лабораторного стола или вытяжного шкафа.

Возможно изготовление комбинированных тумб, сочетающих в себе выдвижные ящики и дверки.

Тумба может быть выполнена из ЛДСП.

5 лет честных гарантийных обязательств.

Описание

- Каркас изготовлен из квадратного стального профиля 20×20 мм с толщиной стенки 1,2 мм.
- Корпус тумбы и ящики изготовлены из стали толщиной 1 мм.
- Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- Четыре выдвижных ящика, оснащенные телескопическими направляющими полного выдвижения. Направляющие крепятся к панелям с помощью вытяжных заклепок.
- Фасады ящиков съемные.

Технические характеристики

Габаритные размеры Д×Г×В, мм	535×550×720
Количество ящиков, шт.	4

ООО «Политэн»

www.politenlab.ru | mebel@politenlab.ru | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08