



ПОЛИТЭН ЛАБ

ТНЯ-ЛДСП.53.59.72.4

Тумба ЛДСП навесная с четырьмя ящиками



Навесная ящичная тумба из ЛДСП подходит для хранения документов и вспомогательных приспособлений.

Закрепляется к каркасу лабораторного стола и имеет четыре выдвижных ящика.

Возможно изготовление комбинированных тумб из ЛДСП, сочетающих в себе выдвижные ящики и дверки.

5 лет честных гарантийных обязательств.

Описание

- Материал тумбы - ЛДСП с кромкой ПВХ.
- Четыре выдвижных ящика Metabox.
- Конструкцией предусмотрены четыре стальных кронштейна для крепления тумбы к металлическому каркасу стола.
- Стальные кронштейны покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.

Технические характеристики

Габаритные размеры Д×Г×В, мм	530×590×720
Количество ящиков, шт.	4

ООО «Политэн»

www.politenlab.ru | mebel@politenlab.ru | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08