



ПОЛИТЭН ЛАБ

ТПД-53.48.61

Тумба подкатная дверочная



Подкатная дверочная тумба подходит для хранения комплектующих, необходимых для работы, и расположения вспомогательных приспособлений.

Доступны для выбора различные материалы рабочей поверхности тумбы.

Колеса изготавливаются из полипропилена с двумя боковыми пыльниками, защищающими осевой механизм от повреждения посторонними веществами и пылью. Термоэластичный контактный слой не оставляет следов на поверхности пола. Передняя пара колес оснащена тормозом.

5 лет честных гарантийных обязательств.

Описание

- Каркас изготовлен из квадратного стального профиля 20×20 мм с толщиной стенки 1,2 мм.
- Корпус тумбы изготовлен из стали толщиной 1 мм.
- Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- Дверка и одна полка тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм. Возможно изготовление дверки из металла с заполнением ее внутренней стороны материалом с шумоподавлением. В таком случае используются внешние петли для продления срока эксплуатации тумбы при хранении агрессивных химических веществ. Также возможно изготовление полки из металла.
- Поворотные колеса диаметром 50 мм, одна пара колес оснащена тормозом для фиксации тумбы.

Технические характеристики

Габаритные размеры Д×Г×В, мм	535×480×611
Грузоподъемность на каждое колесо, кг	27

Возможные варианты изготовления

Модель	Материал столешницы
ТПД-53.48.61.КРГ	Керамогранит
ТПД-53.48.61.КРМ	Монолитная керамика
ТПД-53.48.61.ПЛС	Декоративный пластик
ТПД-53.48.61.ПЛС-ЛАБ	Лабораторный пластик
ТПД-53.48.61.ЛДСП	ЛДСП
ТПД-53.48.61.НРЖ	Нержавеющая сталь
ТПД-53.48.61.ПЛП	Полипропилен
ТПД-53.48.61.ФРД	Лабораторная керамика Fridurit
ТПД-53.48.61.ДРК	Композитный материал Durcon

ООО «Политэн»

www.politenlab.ru | mebel@politenlab.ru | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08