



ПОЛИТЭН ЛАБ

ШДБ-80.40.182

Шкаф для хранения баллонов



Шкаф с ключевым доступом позволяет обеспечить удобное и надежное хранение баллонов, предотвращая проникновение и скрывая их от посторонних глаз.

Поставляемая в комплекте цепь позволяет зафиксировать баллоны, а верхняя полка подходит для хранения редуктора, манометра и других вспомогательных приспособлений.

Дно шкафа защищено резиновым ковриком для сохранения целостности порошкового покрытия.

5 лет честных гарантийных обязательств.

Описание

- Каркас изготовлен из стального профиля 25×25 мм с толщиной стенки 1,2 мм, панели выполнены из листовой стали толщиной 1 мм.
- Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- Шкаф оснащен металлическими опорами с возможностью регулировки по высоте 0-35 мм для компенсации неровности пола.
- На нижней задней стенке отверстия диаметром 16,5 мм для вентиляции.
- На боковых панелях предусмотрены отверстия диаметром 24 мм для подключения баллонов.
- Две двери выполнены из листовой стали толщиной 1 мм.
- Дверные петли расположены вне зоны хранения.
- Двери оснащены замком.
- Шкаф разделен на два отсека вертикальной металлической перегородкой.
- В каждом отсеке установлено по одной металлической полке.
- Дно шкафа регулируется по высоте для удобства размещения баллона.
- Цепь для одного баллона на 40 л, резиновый коврик на дне.

Технические характеристики

Габаритные размеры Д×Г×В, мм	800×400×1825
Масса, кг	72

ООО «Политэн»

www.politenlab.ru | mebel@politenlab.ru | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08