



ПОЛИТЭН ЛАБ

ШДО-90.50.202.П

Шкаф для хранения одежды с перегородкой



Шкаф предназначен для хранения личной и рабочей одежды в лаборатории.

Возможно изготовление как с общим отсеком для хранения, так и с двумя отдельными отсеками.

Шкаф в своей основе имеет металлокаркас, который придает дополнительную надежность всей конструкции.

5 лет честных гарантийных обязательств.

Описание

- Каркас изготовлен из квадратного стального профиля 25×25 мм с толщиной стенки 1,2 мм, панели выполнены из листовой стали толщиной 1 мм.
- Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- Шкаф оснащен металлическими опорами с возможностью регулировки по высоте 0-35 мм для компенсации неровности пола.
- Вертикальная перегородка делит внутреннее пространство шкафа на два отсека. Вверху каждого отсека расположена полка для хранения головных уборов и штанга для плечиков.
- Две двери выполнены из листового металла толщиной 1 мм и оснащены замком. Возможна установка электронного замка.
- Дверные петли расположены вне зоны хранения.

Технические характеристики

Габаритные размеры Д×Г×В, мм	900×500×2025
Масса, кг	76

ООО «Политэн»

www.politenlab.ru | mebel@politenlab.ru | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08