



ПОЛИТЭН ЛАБ

# ШДР-90.50.105

## Шкаф для хранения реактивов низкий



Ни одна лаборатория не обходится без химических реактивов. Для хранения агрессивных веществ необходимы специальные шкафы, которые позволяют обеспечить требуемые условия и возможность подключения дополнительной вентиляции.

Шкаф в своей основе имеет металлокаркас, который придает дополнительную надежность всей конструкции.

Конструкция рассчитана на многолетнюю эксплуатацию, поэтому не содержит алюминиевых и пластиковых деталей.

5 лет честных гарантийных обязательств.

### Описание

- Каркас изготовлен из квадратного стального профиля 25×25 мм с толщиной стенки 1,2 мм, панели выполнены из листовой стали толщиной 1 мм.
- Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- Шкаф оснащен металлическими опорами с возможностью регулировки по высоте 0-35 мм для компенсации неровности пола.
- Для подключения к вытяжной вентиляции в верхней части шкафа имеется патрубок диаметром 100 мм.
- Конструкция шкафа обеспечивает формирование вентиляционного потока для удаления паров реактивов из всего внутреннего объема.
- Две металлические полки, три секции.
- Две двери выполнены из листового металла толщиной 1 мм.
- Двери оснащены замком.
- Дверные петли расположены вне зоны хранения.

### Технические характеристики

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм   | 900×500×1050 |
| Масса, кг                      | 51           |
| Диаметр вытяжного патрубка, мм | 100          |

ООО «Политэн»

[www.politenlab.ru](http://www.politenlab.ru) | [mebel@politenlab.ru](mailto:mebel@politenlab.ru) | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08