



ПОЛИТЭН ЛАБ

ШЛ-90.50.202.Л.С

Шкаф ЛДСП для хранения посуды и документов со стеклянными дверями



Если воздействие химикатов сведено к нулю, отсутствует повышенная влажность и нет высокой статической нагрузки, то стоит рассмотреть приобретение шкафа, изготовленного из ЛДСП.

Данный выбор позволит вписаться в рамки ограниченного бюджета, не лишая себя удачного решения для хранения всего необходимого.

Возможно изготовление дверок только из ЛДСП или стекла.

5 лет честных гарантийных обязательств.

Описание

- Каркас шкафа полностью изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм, торцы покрыты кромкой из ПВХ толщиной 0,4 мм.
- Шкаф оснащен опорами с возможностью регулировки по высоте 0-35 мм для компенсации неровности пола.
- По высоте шкаф разделен вертикальной перегородкой из ЛДСП.
- По длине шкаф разделена два отсека.
- Каждый отсек имеет 2 полки, изготовленные из ЛДСП.
- Двери верхнего отсека выполнены из стекла толщиной 4 мм.
- Двери нижнего отсека выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм, торцы покрыты кромкой ПВХ 2 мм, и оснащены замком.
- Дверные петли расположены в области хранения. Возможна установка петель с доводчиком.

Технические характеристики

Габаритные размеры Д×Г×В, мм	900×500×2025
Масса, кг	79

ООО «Политэн»

www.politenlab.ru | mebel@politenlab.ru | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08