



ПОЛИТЭН ЛАБ

ШКЛ-120.50.202

Шкаф-купе лабораторный высокий



Для организации хранения расходных материалов и вспомогательного оборудования совместно с нашими клиентами был разработан лабораторный шкаф-купе.

Возможна установка замков на раздвижные двери.

Шкаф в своей основе имеет металлокаркас, который придает дополнительную надежность всей конструкции.

5 лет честных гарантийных обязательств.

Описание

- Каркас изготовлен из стального профиля 25×25 мм с толщиной стенки 1,2 мм, панели выполнены из листовой стали толщиной 1 мм.
- Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- Шкаф оснащен металлическими опорами с возможностью регулировки по высоте 0-35 мм для компенсации неровности пола.
- Двери выполнены из листового металла толщиной 1 мм.
- Четыре металлические полки, шесть секций.

Технические характеристики

Габаритные размеры Д×Г×В, мм	1200×500×2025
Масса, кг	135

ООО «Политэн»

www.politenlab.ru | mebel@politenlab.ru | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08